

РУКОВОДСТВО ПО ПОРОШКАМ AIRFLOW®

РЕКОМЕНДОВАНО



ДРУГИЕ ПОРОШКИ EMS

Наименование		PLUS	CLASSIC COMFORT	CLASSIC	SOFT	PERIO
Код		DV-082	DV-048	DV-048/LEM/65	DV-071	DV-070
Аромат		НЕЙТРАЛЬНЫЙ	ЛИМОН/ЛЕМ МЯТА/MIN ВИШНЯ/СНЕ НЕЙТРАЛЬНЫЙ/ NEU	ЛИМОН	НЕЙТРАЛЬНЫЙ	НЕЙТРАЛЬНЫЙ
Состав		ЭРИТРИТОЛ	БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	ГЛИЦИН	ГЛИЦИН
Размер частицы		~14 МКМ	~40 МКМ	~65 МКМ	~65 МКМ	~25 МКМ
pH		~7	~8.1	~8.1	~6	~6
Зуб	Пигментированный налёт и слабоминерализованные зубные отложения	✓	✓	✓	✓	✗
	Эмаль	✓	✓	✓	✓	✓
	Пятна эмали	✓	✗	✗	✗	✓
	Ямки и фиссуры	✓	✗	✗	✗	✗
	Дентин	✓	✗	✗	✗	✓
Мягкие ткани	Десны	✓	✗	✗	✗	✓
	Язык и нёбо	✓	✗	✗	✗	✓
Пломба	Гибридный композит	✓	✗	✗	✓	✓
	Стеклоиономер	✓	✗	✗	✗	✓
Имплантат	...и ткани пери-имплантатов	✓	✗	✗	✗	✓
Ортодонтические конструкции	Брекеты и скобки	✓	✗	✗	✗	✓
		✓	✓	✓	✓	✗
		✓	✗	✗	✗	✓
		✓	✗	✗	✗	✓

РЕКОМЕНДОВАНО



ДРУГИЕ ПОРОШКИ EMS

Наименование		PLUS	CLASSIC COMFORT	CLASSIC 65 МКМ	SOFT	PERIO
Код		DV-082	DV-048/LEM	DV-048/LEM/65	DV-071	DV-070
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✗	✗	✗	✓
		✗	✓	✓	✓	✗
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✗	✗	✗	✓

► На основании 35 лет исследований, клинических испытаний, научных исследований и сотен миллионов вылеченных пациентов EMS рекомендует следующие 2 порошка для большинства клинических случаев.