



## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХНИКА", ООО "МЕДТЕХНИКА" зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 26.10.2017 ОГРН: 1175476111711, место нахождения: 630501, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК, УЛИЦА ЗАПАДНАЯ, ДОМ 3, ОФИС 3, телефон: +7 8125437100

**В лице:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОМАНЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

**заявляет, что** Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed»  
Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed»,  
в вариантах исполнения:

I. Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed», вариант исполнения LC-04A, в составе:

1. Центрифуга – 1 шт.
2. Шнур питания – 1 шт.
3. Щетка электродвигателя – 2 шт.
4. Уплотнитель – 12 шт.
5. Ключ для открытия крышки – 1 шт.
6. Предохранитель плавкий F2AL 250 В – 2 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

II. Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed», вариант исполнения LC-04B, в составе:

1. Центрифуга – 1 шт.
2. Шнур питания – 1 шт.
3. Щетка электродвигателя – 2 шт.
4. Уплотнитель – 12 шт.
5. Предохранитель плавкий F2AL 250 В – 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

III. Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed», вариант исполнения HC-12C, в составе:

1. Центрифуга – 1 шт.
2. Шнур питания – 1 шт.
3. Уплотнитель – 12 шт.
4. Предохранитель плавкий F2AL 250 В – 2 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

код ОКПД2: 26.60.12.119, код ТН ВЭД: 8421192009,  
Серийный выпуск,

**Изготовитель:** Zenith Lab (Jiangsu) Co., Ltd., место нахождения: КИТАЙ, No. 12 Hongshan Road, Industrial Zone, Jincheng Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu, China.

**Соответствует требованиям:** ГОСТ Р 50444-92 п. 3,4, ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ IEC 61010-2-020-2013, ГОСТ IEC 61010-2-101-2013, ГОСТ Р МЭК 62304-2013, ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015, ГОСТ Р ИСО 18113-3-2015, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014, ГОСТ ISO 14971-2011.

**Декларация о соответствии принята на основании протокола № 2020.TR-129.02BL** выдан 04.03.2020 года, испытательной лабораторией "Общество с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр "МедТестПрибор"" РОСС RU.0001.21МП26; Регистрационного удостоверения на медицинское изделие № РЗН 2020/10939 от 25.06.2020 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).  
схема декларирования: 2д

Дата принятия декларации 15.01.2021  
Декларация о соответствии действительна до 14.01.2024

М.П.



РОМАНЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

(подпись)

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии RA.RU.11AB69, Общество с ограниченной ответственностью "ЛенСерт", 195027, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 30 литер А, офис 912

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-СН.АБ69.В.05205/21

Дата регистрации

15.01.2021


М.П.



(подпись)

Котенко Людмила Александровна

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации





## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПОРА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630501, Россия, область Новосибирская, новосибирский Район, рабочий поселок Краснообск, улица Северная, Дом 5, Помещение 1

Основной государственный регистрационный номер 1185476056556.

Телефон: +78125437100 Адрес электронной почты: 100m@dobrota.ru

в лице Генерального директора Жукова Романа Сергеевича

**заявляет, что** Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Atmed» в вариантах исполнения, согласно приложению № 1 на 1 листе.

**Изготовитель** Zenith Lab (Jiangsu) Co., Ltd. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 12 Hongshan Road, Industrial Zone, Jincheng Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu, China Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU "О электромагнитной совместимости".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8421192009

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № АЛ1815ПИ-39-ПТ/2021 от 01.09.2021 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "АЛЬФА", аттестат аккредитации № РОСС RU.32094.ИЛ00003

Регистрационного удостоверения на медицинское изделие № РЗН 2020/10939 от 25 июня 2020 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР);

Схема декларирования соответствия: 1д

**Дополнительная информация**

Условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 31.08.2026 включительно**

подпись

М.П.

"ОПОРА"

Жуков Роман Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-СН.РА01.В.25002/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.09.2021




**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**  
**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.25002/21**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1**

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
8421192009	<p>I. Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed», вариант исполнения LC-04A, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Центрифуга – 1 шт.</li><li>2. Шнур питания – 1 шт.</li><li>3. Щетка электродвигателя – 2 шт.</li><li>4. Уплотнитель – 12 шт.</li><li>5. Ключ для открытия крышки – 1 шт.</li><li>6. Предохранитель плавкий F2AL 250 В – 2 шт.</li><li>7.Руководство по эксплуатации – 1 шт.</li></ol> <p>II. Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed», вариант исполнения LC-04B, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Центрифуга – 1 шт.</li><li>2. Шнур питания – 1 шт.</li><li>3. Щетка электродвигателя – 2 шт.</li><li>4. Уплотнитель – 12 шт.</li><li>5. Предохранитель плавкий F2AL 250 В – 2 шт.</li><li>6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.</li></ol> <p>III. Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed», вариант исполнения HC-12С, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Центрифуга – 1 шт.</li><li>2. Шнур питания – 1 шт.</li><li>3. Уплотнитель – 12 шт.</li><li>4. Предохранитель плавкий F2AL 250 В – 2 шт.</li><li>5. Руководство по эксплуатации – 1 шт..</li></ol>

Заявитель

  
подпись



Жуков Роман Сергеевич  
(Ф.И.О. заявителя)