



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 июня 2024 года № РЗН 2024/22987

На медицинское изделие
Центрифуга лабораторная CliniFuga

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс Мануфактура"
(ООО "Экспресс Мануфактура"), Россия,
143306, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 28, помещ. 50

Производитель
"ДЛАБ Саентифик Ко. Лтд.", Китай,
DLAB Scientific Co., Ltd., Yu'an Road 31, Beijing Airport Economic Core Zone,
Shun Yi District, Beijing 101318, China

Место производства медицинского изделия
DLAB Scientific Co., Ltd., Yu'An Road 31, Beijing Airport Economic Core Zone,
Shun Yi District, Beijing 101318, China

Номер регистрационного досье № РД-60844/104034 от 15.02.2024


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 28.29.41.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 21 июня 2024 года № 3664
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0076055

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 июня 2024 года № РЗН 2024/22987

Лист 1

На медицинское изделие

Центрифуга лабораторная CliniFuga, варианты исполнения:

1. Центрифуга лабораторная CliniFuga, модель: D1008, в составе:

- 1.1. Центрифуга лабораторная - 1 шт.
- 1.2. Сетевой шнур - 1 шт.
- 1.3. Ротор A8-2P - 1 шт. (при необходимости).
- 1.4. Ротор A4-PCR8 - 1 шт. (при необходимости).
- 1.5. Руководство пользователя - 1 шт.

2. Центрифуга лабораторная CliniFuga, модель: D2012Plus, в составе:

- 2.1. Центрифуга лабораторная - 1 шт.
- 2.2. Сетевой шнур - 1 шт.
- 2.3. Ротор A12-2P - 1 шт. (при необходимости).
- 2.4. Адаптер A05P2 - 24 шт. (при необходимости).
- 2.5. Адаптер A02P2 - 24 шт. (при необходимости).
- 2.6. Руководство пользователя - 1 шт.

3. Центрифуга лабораторная CliniFuga, модель: D3024, в составе:

- 3.1. Центрифуга лабораторная - 1 шт.
- 3.2. Сетевой шнур - 1 шт.
- 3.3. Ротор AS24-2 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.4. Ротор AS12-5V - 1 шт. (при необходимости).
- 3.5. Ротор AS36-05 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.6. Ротор AS4-PCR8 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.7. Ротор AS 18-5 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.8. Адаптер A05P2 - 24 шт. (при необходимости).
- 3.9. Адаптер A02P2 - 24 шт. (при необходимости).
- 3.10. Адаптер A10P15 - 12 шт. (при необходимости).
- 3.11. Руководство пользователя - 1 шт.

Принадлежности:

Запасные части:

- Резиновый блок датчика температуры;
- Уплотнительное кольцо камеры центрифуги D3024.


4. Центрифуга лабораторная CliniFuga, модель: DM0412, в составе:

- 4.1. Центрифуга лабораторная - 1 шт.
- 4.2. Сетевой шнур - 1 шт.
- 4.3. Ротор A 12-10P - 1 шт. (при необходимости).
- 4.4. Адаптер A10P15 - 12 шт. (при необходимости).
- 4.5. Руководство пользователя - 1 шт.

5. Центрифуга лабораторная CliniFuga, модель: DM0412P, в составе:

- 5.1. Центрифуга лабораторная - 1 шт.
- 5.2. Сетевой шнур - 1 шт.
- 5.3. Ротор A 12-10P - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0143689

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 июня 2024 года № РЗН 2024/22987

Лист 2

- 5.4. Адаптер A10P15 - 12 шт. (при необходимости).
5.5. Руководство пользователя - 1 шт.
6. Центрифуга лабораторная CliniFuga, модель: DM0636, в составе:
6.1. Центрифуга лабораторная - 1 шт.;
6.2. Сетевой шнур - 1 шт.
6.3. Ротор AS24-2 - 1 шт. (при необходимости).
6.4. Ротор A24-2P - 1 шт. (при необходимости).
6.5. Ротор A12-10P - 1 шт. (при необходимости).
6.6. Ротор S2-MP - 1 шт. (при необходимости).
6.7. Ротор AS12-PCR8 - 1 шт. (при необходимости).
6.8. Ротор AS30-2 - 1 шт. (при необходимости).
6.9. Ротор AS60-2 - 1 шт. (при необходимости).
6.10. Ротор AS6-50V - 1 шт. (при необходимости).
6.11. Ротор AS18-5V - 1 шт. (при необходимости).
6.12. Ротор A8-50 - 1 шт. (при необходимости).
6.13. Ротор A30-15 - 1 шт. (при необходимости).
6.14. Адаптер A05P2 - 24 шт. (при необходимости).
6.15. Адаптер A02P2 - 24 шт. (при необходимости).
6.16. Адаптер A10P15 - 12 шт. (при необходимости).
6.17. Адаптер SE100P31 - 8 шт. (при необходимости).
6.18. Адаптер SE100P17 - 6 шт. (при необходимости).
6.19. Руководство пользователя - 1 шт.

Принадлежности:

Запасные части:

- Резиновый блок датчика температуры;
 - Уплотнительное кольцо камеры центрифуги DM0636.
7. Центрифуга лабораторная CliniFuga, модель: DM0506, в составе:
7.1. Центрифуга лабораторная - 1 шт.
7.2. Сетевой адаптер SIMSUKIAN, модель SK05T-2400200Z - 1 шт.
7.3. Ротор A6-15P - 1 шт.
7.4. Адаптер A15P22 - 12 шт. (при необходимости).
7.5. Адаптер A5P17 - 6 шт. (при необходимости).
7.6. Адаптер A2P17 - 6 шт. (при необходимости).
7.7. Руководство пользователя - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0143690